

즐겁고 활기찬 외출용 서포터~!

to your health
Clearview Healthcare Products, Inc.

2가지 방식의 주행겸용 보행차

선택가능한 2가지 주행방법



(보행차모드)



(간호모드)

보행차모드


곡선로를 부드럽게 이동

발받침대를 접기만 해도
회전반경의 9cm 적어집니다.



제품 특징

- 핸들 전후 전환
- 안으로 접을수 있는 발받침대
- 부착식 수납가방(부속품)



보행차모드

보행

보행차 사용시 - 핸들을 앞으로 전환
수납가방 - 좌석에 장착



도우미용 간호모드

탑승

도우미용 사용시 - 핸들을 뒤로 전환
수납가방 - 뒷면에 장착



전후 전환이 가능한
원터치 핸들

간호모드 보행차모드



각 장비의 기능적 특징



전용 수납가방

좌석에 장착, 후면에 장착, 분리 후
사용자의 어깨에 매어 사용가능



반발력이 적은 앵커쿠션 장착
좌골이 앞으로 틀어지는 것을 방지한다.

2층식 구조의 저반발 앵커쿠션
부드러운 소재의 재질로 제작된
앵커쿠션



소프트 그립의 팔걸이

일어날때 팔걸이 앞부분을 딛고 편안하게
일어날 수 있습니다.



접은 모습

12 뒷바퀴 인치 (앞바퀴 6인치)

AY12-35

(12.3kg)

최대허용하중 75kg

시트색상

3색 선택

